

NÁVOD

BEZKONTAKTNÍ TEPLOMĚR

1. ÚVOD

Produkt je teploměr pro měření teploty lidského těla a pro měření teploty různých povrchů.

2. UPOZORNĚNÍ

Před zapnutím zařízení si prosím přečtěte tuto příručku. Rozsah měření teplot výrobku je 32,9 °C - 42,9 °C v případě měření tělesné teploty a 0 - 100 °C při měření povrchů. Tento výrobek se nesmí dostat do kontaktu s elektrickými přístroji. Neskladujte výrobek při skladovací teplotě vyšší než 50 °C nebo nižší než 5 °C. Nepoužívejte výrobek v prostředí s vlhkostí vyšší než 85 %. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z přístroje. Chraňte výrobek před blízkým elektromagnetickým polem (např. rozhlasového přijímače, mobilních telefonů apod.). Nevystavujte výrobek přímému slunci nebo blízkosti ohně a neponořujte ho do vody. Chraňte výrobek před pádem a tvrdým úderem, nepoužívejte ho, pokud je poškozen. Hodnotu měření může ovlivnit pot na čele, klobouk, čepice nebo šátek. Vzdálenost měření musí být v rozsahu 2 cm až 10 cm. Pokud je čelo zpocené nebo teploměr z jiného důvodu ukazuje abnormální tělesnou teplotu, změřte teplotu za ušním lalůčkem. Pokud výrobek vyžaduje čištění, lehce otřete jeho povrch. Poznámka: Pokud se teplota prostředí mění příliš rychle, musí být teploměr pro přesnější změřenou hodnotu tělesné teploty ponechán před dalším měřením v klidu po dobu 15 až 20 minut. Před měřením prosím odstraňte z čela pot a vlasy. Použití tohoto teploměru nemá nahradit konzultaci s lékařem. V případě problému kontaktujte distributora. Nepokoušejte se o opravu výrobku vlastními silami. Podle pravidel pro elektromagnetickou kompatibilitu vyžadují zdravotnické elektronické přístroje zvláštní ohledy.

3. FUNKCE –

Bezkontaktní a s vysokou přesností měření - Volba dvou druhů režimu měření /přepínač/ Body - tělesná teplota a Surface - teplota povrchů. - Přepínání mezi °C a °F - Funkce zvukového upozornění - Ukládání 32 hodnot dat z posledních měření - Automatického vypnutí po 10 vteřinách nečinnosti - Podsvícený digitální LCD displej, rozlišení LCD displeje: 0,1 °C (0,1 °F)

4. OSTATNÍ

Produkt je teploměr pro měření teploty lidského těla, výsledek měření se může lišit v závislosti na stavu pokožky. Tělesná teplota se může lišit v různou denní dobu, dále mohou být výsledky měření ovlivněny dalšími vlivy, a to například věkem, pohlavím, barvou pleti, atd.

5. POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ PŘÍSTROJE

Zapněte přístroj stiskem tlačítka č. 6. zapnutí a měření. Zmáčknutím tlačítka +/- lze zobrazovat až 32 uložených hodnot z předchozích měření. Dostupná nastavení tlačítkem 2. „SET“ Zmáčknutím tlačítka SET lze měnit nastavení měření povrchů (Surface) nebo měření tělesné teploty (Body) Delším přidržením tlačítka SET pod dobu 2 vteřin se zobrazí možnost nastavení F1, F2, F3, F4 F1 ..

Nastavení měření v hodnotě °C nebo °F. Tlačítka +/- změníte nastavení měření °C nebo °F. F2 .. Druhé zmáčknutí SET. Vypnutí či zapnutí zvukové signalizace tlačítka +/- F3 .. Třetí zmáčknutí SET. Nastavení výstražné teploty. Tlačítka +/- můžete měnit hodnotu výstražné teploty. F4 .. Čtvrté zmáčknutí SET. Vypnutí či zapnutí podsvícení displeje. Tlačítka +/- můžete podsvícení vypnout či zapnout.

6. OBSLUHA PŘÍSTROJE

a) vložte baterie

b) v případě měření tělesné teploty nastavte přepínač do polohy 2 „Body“, zaměřte teploměr na tělo/předmět ze vzdálenosti 2-10 cm a krátce stlačte tlačítko 7 (zapnutí a měření). Na obrazovce se okamžitě objeví naměřená hodnota. Pamatujte, že v případě měření v oblasti hlavy, nesmí být překážka v podobě vlasů, oblečení, make up atd.

7. VÝSTRAHA.

Krycí sklo displeje je velmi důležité a křehké. Při používání přístroje buďte opatrní. Nenabíjejte baterii přístroje. Baterie není nabíjecí. Nenechávejte přístroj na příliš prudkém slunci a chraňte ho před vodou.

8. OCHRANA přístroje před poškozením a jeho čištění. Povrch čistěte bavlněnou látkou se 70 % alkoholem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Chraňte přístroj před veškerými kapalinami. Přístroj uchovávejte na suchém místě a chraňte ho před prachem, znečištěním a slunečním zářením.

9. OPRAVA PŘÍSTROJE

Pokud nastane při užívání přístroje jakýkoliv problém, postupujte dle instrukcí, pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce. Důvody pro zobrazení symbolů "HI" a "LO" HI = tělesná teplota přesáhla 42,9°C LO = tělesná teplota nepřesáhla 32°C HI/LO = častým důvodem je velká nebo malá vzdálenost měření - změňte vzdálenost měření, zkrátte/zvyšte vzdálenost měření Další důvody pro zobrazení symbolů „HI“ a „LO“ = měření blokují vlasy či pot = zkreslené výsledky z předešlého podchlazeného/přehřátého prostředí, vyčkejte minimálně 10 minut před dalším měřením

10. DŮLEŽITÉ INFORMACE

Prohlášení o elektromagnetické kompatibilitě. Tento přístroj je certifikován na elektromagnetickou kompatibilitu. To však neznamená, že v elektromagnetickém prostředí vůbec nepodléhá rušení. V souladu s předpisy pro elektromagnetickou kompatibilitu a vzhledem k tomu, že se jedná o zdravotnický elektronický přístroj, věnujte prosím pozornost obsluze tohoto přístroje a dodržujte návod.