

KOSMETICKÝ PŘÍSTROJ PRO PÉČI O PLEŤ

# Přístroj proti stárnutí a pro omlazení pleti

## Uživatelský návod

Model M80 / M80B

Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte celý návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

**DŮLEŽITÉ: Přístroj nepoužívejte během nabíjení. Jedna procedura nemá trvat déle než 15 minut. Před použitím se seznamte s kontraindikacemi.**

[FAJNSHOP.com](https://FAJNSHOP.com)

## Obsah návodu

- Principy péče a pracovní režimy
- Popis přístroje, ovládání a technické údaje
- Příprava a podrobné postupy použití
- Doporučené směry masáže
- Údržba, bezpečnost a záruční informace

## 1. Úvod a principy péče

Kosmetický přístroj je určen k domácí péči o pleť obličeje. Kombinuje jemnou mikroproudovou stimulaci EMS (galvanické ionty), vibrace, teplou masáž a červené, zelené nebo modré světlo. Jednotlivé funkce jsou podle zvoleného režimu určeny k čištění pleti, podpoře vstřebávání kosmetických přípravků a masáži obličeje.

|                                           |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mikroproudy EMS (galvanické ionty)</b> | Využívají jemné elektrické impulzy a působení anody a katody. V režimu čištění pomáhají uvolňovat kožní maz a nečistoty. |
| <b>Vibrace</b>                            | Fyzické vibrace a jemná elektrická stimulace podporují masáž pleti a její pružnější vzhled.                              |
| <b>Teplá masáž</b>                        | Podporuje příjemný pocit při masáži a vstřebávání běžných kosmetických přípravků.                                        |
| <b>Červené světlo - 640 až 650 nm</b>     | Podle originálního návodu podporuje prokrvení pleti, její pevnější vzhled a regeneraci.                                  |
| <b>Zelené světlo - 530 nm</b>             | Podle originálního návodu působí v hloubce přibližně 1-2 mm, pomáhá zklidnit začervenání a sjednotit vzhled pleti.       |
| <b>Modré světlo - 415 nm</b>              | Podle originálního návodu pomáhá pečovat o mastnou a problematickou pleť a omezuje činnost mazových žláz.                |

Uvedené účinky jsou překladem tvrzení z originálního návodu výrobce. Přístroj nenahrazuje odbornou zdravotní péči.

## 2. Pracovní režimy

### CLEAN - čištění

Jemné zahřívání napomáhá otevření pórů a důkladnějšímu čištění. Režim se používá s kosmetickým tamponem upevněným kroužkem a s odličovacím přípravkem nebo čisticím tonikem.

**IMPORT - vstřebávání**

Červené světlo podporuje pronikání kosmetického přípravku do pokožky. Režim se používá s pleťovou maskou nebo esencí, bez tamponu a upevňovacího kroužku.

**RF LED**

Zelené světlo je určeno k masáži a péči o vzhled pleti, její rozjasnění a sjednocení tónu. Použijte tonikum nebo esenci, bez tamponu a kroužku.

**EMS UP**

Mikroproudová masáž EMS podporuje prokrvení a pevnější vzhled pleti. Modré světlo je určeno pro péči o mastnou a problematickou pleť. Použijte pleťové mléko nebo krém, bez tamponu a kroužku.

**EYE CARE - péče o oční okolí**

Teplá vibrační masáž je určena pro jemnou péči o oční okolí a podporu vstřebávání očního krému nebo séra. Nepřikládejte přístroj na oční bulvu ani na horní víčko.

**3. Popis přístroje a ovládání**

|                                |                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vodivá kovová hlavička</b>  | Pracovní plocha přístroje; při použití se dotýká pokožky.                                                                   |
| <b>LED osvětlení</b>           | Barevné světlo podle zvoleného režimu.                                                                                      |
| <b>Displej</b>                 | Zobrazuje pracovní režim, intenzitu L/M/H a stav baterie.                                                                   |
| <b>Tlačítko M</b>              | Krátkým stiskem se mění intenzita. Dlouhým stiskem se zapínají nebo vypínají vibrace; tato volba funguje ve všech režimech. |
| <b>Tlačítko ON/OFF / režim</b> | Dlouhý stisk přístroj zapne nebo vypne. Krátkým stiskem se přepínají režimy.                                                |
| <b>Pásky iontového snímače</b> | Během použití je držte prsty, aby se uzavřel elektrický obvod.                                                              |
| <b>Nabíjecí port</b>           | Připojení nabíjecího kabelu DC 5 V.                                                                                         |

**Indikace na displeji**

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Bílá ikona baterie</b>    | Běžný stav nabití                  |
| <b>Červená ikona baterie</b> | Nízký stav - přístroj nabíjte      |
| <b>Blikající ikona</b>       | Probíhá nabíjení                   |
| <b>Trvale svítící ikona</b>  | Baterie je plně nabitá             |
| <b>L / M / H</b>             | Nízká / střední / vysoká intenzita |

## 4. Technické údaje

|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Název výrobku          | Přístroj proti stárnutí a pro omlazení pleti                              |
| Model                  | M80 / M80B                                                                |
| Vstup                  | DC 5 V                                                                    |
| Příkon                 | 4 W                                                                       |
| Kapacita baterie       | 1 200 mAh                                                                 |
| Doba nabíjení          | Přibližně 3 hodiny                                                        |
| Intenzita              | 3 stupně - L / M / H                                                      |
| Rozměry                | 165 x 50 x 45 mm                                                          |
| Norma uvedená výrobcem | GB 4706.1-2005                                                            |
| Obsah balení           | Přístroj, upevňovací kroužek, podstavec, nabíjecí kabel a návod k použití |

## 5. Před prvním použitím

- Před prvním použitím přístroj plně nabijte. Během nabíjení jej nepoužívejte.
- Přístroj používejte pouze na obličej a krk. Vyhněte se zaníceným místům, výrazně zarudlé pokožce, otevřeným ranám a dalším oblastem uvedeným v bezpečnostní části.
- U citlivé pleti nejprve vyzkoušejte přístroj na malé ploše. Při podráždění, alergické reakci, bolesti nebo jiném nepříjemném pocitu použití ihned ukončete.
- Při prvním použití nebo dokud si pleť na proceduru nezvykne zvolte nejnižší intenzitu L.
- Před použitím odložte kovové šperky, hodinky a brýle; vyjměte kontaktní čočky.
- Pokožku udržujte během použití vlhkou vhodným kosmetickým přípravkem. Suchá pokožka nemusí umožnit správnou funkci iontového obvodu.

Při práci držte pásy iontového snímače na obou stranách přístroje a kovovou hlavicí se dotýkejte pokožky. Pokud přístroj používáte na jiné osobě, jednou rukou držte snímače a druhou rukou se dotýkejte těla ošetřované osoby, aby se uzavřel elektrický obvod.

Přístroj se automaticky vypne přibližně po 5 minutách bez přepnutí režimu.

## 6. Postupy použití

### 6.1 CLEAN - hloubkové čištění

Používá se s upevňovacím kroužkem a kosmetickým tamponem, společně s odličovací vodou nebo čisticím tonikem.

1. Nejprve si běžným způsobem umyjte obličej bez použití přístroje.
2. Položte kosmetický tampon na vodivou kovovou hlavici.
3. Tampon upevněte přiloženým kroužkem.
4. Na tampon naneste odličovací vodu nebo čisticí tonikum. Nepoužívejte pleťový mycí přípravek, odličovací mléko ani čisticí olej.
5. Dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF a krátkým stiskem zvolte režim CLEAN.
6. Držte pásy iontového snímače po obou stranách přístroje a čistěte obličej pomalými krouživými pohyby.

### 6.2 IMPORT - podpora vstřebávání

Používejte s pleťovou maskou nebo esencí, bez tamponu a upevňovacího kroužku.

1. Rovnoměrně naneste pleťovou masku nebo esenci.
2. Zapněte přístroj a zvolte režim IMPORT.
3. Držte pásy iontového snímače a hlavici pomalu posouvejte po pleti ve směru doporučených masážních linií, převážně zdola nahoru.
4. Po proceduře masku sejměte a pleť očistěte, nebo pokračujte v jemné masáži, dokud se esence nevstřebá.

### 6.3 RF LED - péče se zeleným světlem

Používejte s tonikem nebo esencí, bez tamponu a upevňovacího kroužku.

1. Rovnoměrně naneste tonikum nebo esenci na obličej.
2. Zapněte přístroj a zvolte režim RF LED.
3. Držte pásy iontového snímače a přístroj pomalu posouvejte ve směru masážních linií a přirozeného uspořádání pleti.

### 6.4 EMS UP - mikroproudová masáž

Používejte s pleťovým mlékem nebo krémem, bez tamponu a upevňovacího kroužku.

1. Rovnoměrně naneste pleťové mléko nebo krém.
2. Zapněte přístroj a zvolte režim EMS UP.

3. Začněte s intenzitou L. Držte pásky iontového snímače a přístroj pomalu posouvejte po masážních liniích směrem vzhůru.

## 6.5 EYE CARE - péče o oční okolí

Používejte s očním krémem nebo esencí, bez tamponu a upevňovacího kroužku.

1. Naneste malé množství očního krému nebo esence na oblast pod očima.
2. Zapněte přístroj a zvolte režim EYE CARE.
3. Držte pásky iontového snímače a lehce posouvejte hlavici od vnitřního koutku směrem k vnějšímu. Netlačte a nezasahujte oční bulvu ani horní víčko.
4. Mikroproud EMS je v režimu EYE CARE ve výchozím stavu vypnutý. Podle potřeby jej lze krátkým stiskem tlačítka M zapnout nebo vypnout.

## 7. Doporučené směry masáže

Pro rovnoměrnou péči postupujte pomalu a bez silného tlaku. Každý pohyb opakujte přibližně třikrát.

### Tváře a nosoretní rýhy

1. Rovnoměrně naneste esenci na obličej.
2. Přístroj posouvejte podél nosoretní rýhy zdola nahoru, proti směru jejího průběhu.
3. Poté pokračujte směrem ke spánku.

### Čelist a krk

1. Rovnoměrně naneste esenci na obličej a krk.
2. Posouvejte přístroj od brady směrem k uchu.
3. Oblast pod uchem masírujte pohybem tam a zpět.
4. Po stranách krku posouvejte přístroj shora dolů. Nikdy nepřejíždějte přes ohryzek.

## 8. Čištění, údržba a skladování

- Před čištěním přístroj vždy vypněte.
- Model M80 lze podle originálního návodu opatrně opláchnout vodou. Model M80B se nesmí oplachovat; otírejte jej pouze měkkým hadříkem. Pokud si nejste modelem jisti, přístroj neoplachujte.
- Upevňovací kroužek po použití očistěte. Je-li silně znečištěný, lze jej opláchnout vodou a před dalším použitím důkladně osušit.

- Nepoužívejte alkohol, benzín, olej, odlakovač ani agresivní čisticí prostředky. Mohly by způsobit poškození, popraskání nebo změnu barvy povrchu.
- Kovová hlavice má hladký povrch, který lze snadno poškrábat. Drobné povrchové škrábance, které nemají vliv na funkci, nejsou podle originálního návodu výrobní vadou.
- Po každé proceduře přístroj očistěte a uložte na suchém, dobře větraném místě.
- Při delším nepoužívání nabijte přístroj alespoň jednou za 6 měsíců.

## 9. Bezpečnostní upozornění

**Doporučená maximální délka jedné procedury je 15 minut.**

### Přístroj nepoužívejte v těchto případech

- po plastické operaci obličeje nebo při přítomnosti kovových implantátů pod kůží;
- při alergii na kosmetiku nebo kosmetické přístroje - před použitím se poraďte s lékařem;
- během léčby závažného onemocnění, při akutním stavu, horečce, tuberkulóze, výrazně vysokém krevním tlaku nebo infekčním onemocnění;
- během těhotenství, kojení nebo menstruace a při užívání léků na spaní;
- u dětí mladších 12 let.

### Přístroj nepoužívejte na těchto místech

- řezné rány, pooperační rány, sliznice, ústa, genitálie, hnisající nebo zanícená místa;
- oční bulva, horní víčko, virové bradavice a jiná poškozená místa v očním okolí;
- ohryzek;
- oblasti s kovovými, silikonovými nebo plastovými implantáty.
- Nedívejte se přímo do LED světla. Při použití v blízkosti očí mějte oči zavřené.
- Vodivou kovovou hlavici nepřikládejte ke kovovým předmětům.
- Při poruše přístroj nerozebírejte. obraťte se na prodejce nebo servis.
- Přístroj obsahuje lithium-iontovou baterii. Na konci životnosti jej odevzdejte k ekologické likvidaci podle místních předpisů; nevyhazujte jej do směsného komunálního odpadu.

## 10. Záruční informace a certifikát kvality

Originální návod obsahuje záruční kartu výrobce. Konkrétní délka, rozsah a způsob uplatnění záruky se řídí dokladem o koupi, podmínkami prodejce a platnými právními předpisy. Záruka se zpravidla nevztahuje na poškození způsobené nesprávným použitím, neautorizovaným rozebráním nebo zanedbanou údržbou.

Tato část je překladem informativní záruční části originálního návodu a neomezuje zákonná práva kupujícího.

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Název výrobku</b>   | Přístroj proti stárnutí a pro omlazení pleti |
| <b>Model</b>           | M80 / M80B                                   |
| <b>Distributor</b>     |                                              |
| <b>Jméno zákazníka</b> |                                              |
| <b>Adresa</b>          |                                              |
| <b>Telefon</b>         |                                              |
| <b>Popis závady</b>    |                                              |

### Certifikát kvality

Výrobek, jeho sestavení a funkce byly zkontrolovány. Podle certifikátu výrobce splňuje výrobek interní standard kvality a byl schválen k expedici.